

VARIOMET-WACHS MITTAGESSEN — HOSPITALA



Variomet-Wachs mit Teller



Variomet-Wachs mit Eintopfschale



Querschnitt Variomet-Wachs

DIE PERFEKTE LÖSUNG BEI EXTREM LANGEN VERTEILZEITEN BIS CA. 120 MINUTEN MÖGLICH

- Aktive und kontinuierliche Nacherwärmung der Heißspeisen.
- Unterteil aus Edelstahl 18/10 in polierter Ausführung, doppelwandig, homogen verschweißt, mit vollflächig angeschweißtem Heizkern und zusätzlicher Wachs-füllung.
- Oberteil aus Kunststoff, doppelwandig isoliert, homogen verschweißt, mit verstärktem Schaumkern.
- Isolier-Oberteil übernimmt auch die Abdeckelfunktion der Eintopfschale bis maximal 19,4 cm Durchmesser, somit entfällt der zusätzliche Auf-lagendeckel aus Kunststoff.
- Durch die tiefgreifende Schürze des Isolier-Oberteils hat diese einen sicheren Halt auf dem Teller und minimiert gleichzeitig ein mögliches Überschwappen der Speisen, auch bei schwierigen Transportwegen.
- Die hohe Ausführung des Isolier-Oberteils ermöglicht eine optimale Nutzung der Innenhöhe für die auf dem Teller anzurichtenden Speisen (wie beispielsweise Knödel, gefüllte Paprikaschoten oder Rouladen).

Schwappsicheres Isolier-Set für Suppe

- Mit innenliegender Schwapprinne für optimale Schwappsicherheit, verhindert das Überschwappen der Suppe bei schwierigen Transportwegen auch außer Haus.
- Für exakt maßhaltige Porzellansuppenschalen 0,43 Liter Inhalt mit innenliegender Schwapprinne.
- Optimale Handhabung durch leichtes Einsetzen und Entnehmen der Suppenschale.
- In zweifarbigem Ausführung, dunkle Innenseite des Oberteils gegen sichtbare Verfärbungen durch Lebensmittel mit intensiven Farbpigmenten.

Hygienische Abdeckung der Salat- und Dessertspeisen durch Kunststoff- oder Kühldeckel in extra starker und hoher Ausführung.





Kühlcloche Außenansicht



Kühlcloche Innenansicht



Kühlcloche gestapelt

KÜHLCLOCHE VARIOFRESH – OPTIMALE KÜHLHALTUNG MIT NUR EINEM SYSTEMTEIL

- Perfekt geeignet zur hygienischen Abdeckung und Kühlung aller Kalt Speisen zu den Mahlzeiten Frühstück, Mittag- und Abendessen.
- Für Teller bis 26 cm und Schalen bis 19,4 cm Durchmesser.
- Bei Einsatz zum Abendessen: Einfache Unterscheidung zum Isolier-Oberteil VARIO vom Mittag und optische Hervorhebung durch außen angebrachte Stapelnocken.
- Robuster Kunststoff Polypropylen mit Kühlkern im Deckel und ausgeschäumten Seitenwänden – zur optimalen Kühlung von Kalt Speisen.
- 6 große Stapelnocken für optimale Kühlung, Stapelung und Trocknung.
- Die stabile Verarbeitung sorgt für eine hohe Langlebigkeit und in Kombination mit den abgerundeten Kanten für eine wertige Haptik.
- Die Kühlcloche VARIOFRESH ist in mehreren Farb-Kombinationen erhältlich.



Vor dem ersten Gebrauch wird aus hygienischen Gründen empfohlen, die Produkte mit Wasser zu reinigen.



proHeq GmbH
HEPP HOSPITALA
 Carl-Benz-Straße 10
 75217 Birkenfeld · Germany
 Phone: +49 7231 4885 100
 Fax: +49 7231 4885 292
 www.hepp-hospitala.de
 info@hepp.de

